

PROTOCOLE UTILISATION HOME CHOICE (avec clamp inviolable)

MONTAGE

-Fermer portes et fenêtres

-Mettre le masque

-Lavage hygiénique des mains

-Nettoyer la table, l'extérieur de la machine, et le flacon de solution hydro-alcoolique avec du papier et de l'ALCOOL. (à faire à chaque montage).

Si souillure, nettoyer avec un produit, rincer et sécher avant de passer l'alcool.

-Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique

-Préparation du matériel : coquille - 2 bouchons – poches de dialysat – ligne de branchement avec cassette – poche de drainage (plus adaptateur Y si besoin) et vérifier la date de péremption pour ce qui est à usage unique.

-Toujours mettre la carte à puce avant d'allumer l'HOME CHOICE et valider si besoin p.13-14 du livre Mini Guide HOME CHOICE PRO

-Allumer l'HOME CHOICE, apparaît le message :

<< vert pour démarrer>>.

Se passer les mains à la solution hydro alcoolique

-Appuyer sur le bouton vert, apparaît le message :

<< installer les lignes>>.

-Ouvrir la porte et mise en place de la cassette.

-Fermer la porte de la cassette.

-Installer le support bleu des lignes dans les encoches prévues à cet effet.

-Appuyer sur le bouton vert, apparaît le message :
<< **test automatique**>>.

-Fermer les clamps sauf celui de la ligne patient (5 au total)

-Connecter la ligne de drainage à la poche de vidange après avoir pris soin de fermer les clamps (2).

-Positionner la poche de vidange sur le plateau inférieur du chariot, bien à plat, sans couture.

-Puis apparaît ce message : **CONNECTER LES POCHEs.**

-Pré-ouvrir les poches (connecteurs bouts jaunes vers le mur), vérifier le volume, la concentration en glucose, la date de péremption, l'intégrité de la poche et l'aspect du liquide.

-Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique.

-Pour les poches de physioneal faire sauter la grande soudure par pression. Faire sauter la petite soudure en enroulant.

-super poser les poches sur le cycleur, ailettes face à soi

-Lavage antiseptique des mains.

-Décontamination des mains à la solution hydro-alcoolique

-Procéder aux connections des poches :

- ligne avec clamp rouge à connecter avec la poche du réchauffeur.

- ligne avec clamp blanc à connecter avec la poche de réserve.

-laisser le 2^{ème} clamp blanc et le clamp bleu fermé

-Appuyer sur les ailettes pour les poches de physioneal, ouvrir le clamp pour chaque poche et pendre la poche de physioneal sur le crochet sur le côté du chariot.

- Pour les poches Physioneal veiller à ce que la poche soit bien en contact avec le capteur de chaleur.

-Laisser le clamp fermé de la ligne non utilisée s'il y a lieu.

-Ne pas fermer la ligne patient. (Veiller à ce que celle-ci soit bien installée dans le support).

-Appuyer sur le bouton vert, apparaît le message :
<<amorçage des lignes>>.

-Attendre, l'appareil met environ 5 minutes pour amorcer les lignes et la cassette.

<<vérifier ligne patient>>

Ne pas éteindre la machine

A noter :

{Toujours visualiser la ligne patient après avoir amorcé pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air (si besoin recommencer l'amorçage page 17 du livre Mini Guide HOME CHOICE PRO).

{Si un prélèvement de dialysat est prescrit, connecter la poche de prélèvement avec les mêmes règles d'asepsie que les poches de dialysat sur le connecteur prévu à cet effet.

CONNEXION

-Fermer portes et fenêtres.

-Installer confortablement le patient.

-Mettre les masques.

-Lavage hygiénique des mains ou décontamination des mains à la solution hydro-alcoolique.

-Pré-ouvrir la coquille

-Fermer le clamp de la ligne patient

-Sortir le prolongateur après en avoir vérifié la fermeture

-Lavage antiseptique des mains.

-Décontamination des mains à la solution hydro-alcoolique

-Prendre la ligne patient, enlever le capuchon.

-Prendre le prolongateur, dévisser le mini cap (bouchon)

-Faire la connexion sans toucher les embouts.

-Fixer la coquille bétadinée autour de la connexion, la faire tourner pour imprégner celle-ci de Bétadine.

-Enlever le masque.

-Ouvrir le prolongateur et le clamp de la ligne patient.

-Appuyer sur le bouton vert, apparaît le message :

<<drainage initial>>.

-Le traitement commence, vous pouvez souhaiter une bonne nuit à votre patient.

DECONNEXION

-Fermer portes et fenêtres.

-Installer confortablement le patient.

-Mettre les masques.

-Lavage hygiénique des mains ou décontamination des mains à la solution hydro-alcoolique

Relever les données de l'home choice sur la feuille de surveillance :

A / Message : << fin de traitement >>.

B / Appuyer sur la flèche bleue (↓) : message : <<drainage initial >>

Notez le volume que l'HOME CHOICE indique.

C / Appuyez de nouveau sur la flèche bleue (↓) : message : <<UF totale >>. Notez le résultat .

D / Appuyez de nouveau sur la flèche bleue(↓) : message : << temps de stase moyen >>. Notez le résultat.

E / Appuyer de nouveau sur la flèche bleue (↓) : message : <<stase gagnée>>. Notez le résultat. « ou stase perdue »

F / Appuyez sur le bouton VERT : Message : <<fermez les clamps

-Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique.

-Fermer le prolongateur

-Fermer le clamp de la ligne patient et le clamps de chaque poche.
Appuyer sur le bouton « vert » : message « deconnectez vous svp »
« fermer les clamps »

-Mettre le clamp inviolable sur la ligne patient (derrière la coquille).

-Couper la ligne patient après le clamp inviolable.

Pré ouvrir le bouchon bétadiné

-Lavage antiseptique des mains et décontamination avec la solution hydro-alcoolique. (GRAND LAVAGE)

-Déconnecter et mettre le bouchon mini cap.

-Enlever le masque.

Appuyer sur le bouton vert : apparaît le message « éteindre le cycleur »

-Rallumer l'Home Choice : apparaît le message « vert pour démarrer »
Appuyer sur le bouton vert : apparaît le message « installer les lignes ».
Ouvrir la porte et démonter les lignes.
Eteindre le cycleur

-Démonter les lignes. 1) ligne de drainage ->vidange
2) le reste (poubelle noire)

-Le matin, peser le patient. Poids à noter sur la feuille de surveillance.

A noter :

Attention, le cycleur doit être au même niveau (ou à 15 cm plus bas).

→ Si poche douteuse au drainage, la garder (pour examen biologique) et l'apporter en cas d'hospitalisation.

→ Si problème de drainage (drainage insuffisant) : changer le patient de position.

Téléphoner au service : 05.55.92.60.31. ou 05.55.88.85.74

REDACTION	VALIDATION
Nom - prénom : <i>MAGNAVAL Brigitte</i> Titre : <i>IDE - Référente DP</i> Date et signature : <i>FEVRIER 2004</i>	Nom – prénom : <i>BOUDET Rémi</i> Titre : <i>Médecin - Chef de service</i> Date et signature : <i>FEVRIER 2004</i>