

	DOCUMENT OPERATIONNEL	NH-DO-014
	DIALYSE PERITONEALE AUTOMATISEE A PETIT VOLUME	Version 01 du 05/08/2016
		page 1/1
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

1. OBJET

Dialyse péritonéale automatisée à petit volume (pour début précoce de la dp)

2. DOMAINE D'APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE

Hôpital de jour du service de néphrologie – Ide, interne, médecin

3. RESPONSABILITES

Médecin sénior en charge du patient en dialyse péritonéale

4. DESCRIPTION DE L'OBJET

1. Conditions de réalisation de la séance :

En décubitus dorsal strict
Première séance pendant la journée

La perméabilité du cathéter est vérifiée selon le protocole ci-dessous.

- Injection de 2 litres de dialysat Physioneal 40 1.36%
- Drainage immédiat du dialysat par déclivité
- Noter le volume obtenu après 15 minutes de drainage
- Noter si présence de fibrine ou si dialysat hémorragique
- En cas de dialysat hémorragique et/ou fibrine injecter 1 litre d'Extraneal avec 25 mg d'héparine. Drainer le dialysat après 06 heures de stase environ

2. Première prescription

Cycleur BAXTER Home Choice Pro

Durée de la séance : 10 heures

Volume de chaque cycle : 1 litre

Volume fluctuant de 70%

Dialysat : 4 poches de 2.5 litres de PHYSIONEAL 1.36%

Mettre une poche pleine de 2.5 litres sur le réchauffeur avec 5 ml de Xylocaine 1%

Ventre vide le jour

5. EVALUATION

NEANT

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Clemence BECHADE DAIREAUX</i> Médecin - CHU 04/08/2016 15:48:57	<i>Sonia GUILLOUET, Thierry LOBBEDEZ</i> Cadre de santé - CHU, Chef de Service - CHU 04/08/2016 15:50:20, 04/08/2016 15:54:11	<i>Brigitte COURTOIS (par Caroline SAINT)</i> Directeur - CHU/DIRECTION QUALITE ET DROITS DES PATIENTS 04/08/2016 16:01:28