

## **SCANNER PERITONEAL**

(Note RDPLF : protocole aimablement communiqué par l'équipe de l'ECHO de Nantes)

Dans une poche de dialysat hypertonique de 2 litres, injecter le produit de contraste au choix:

- 100 ml d'iopamidol à 61% (IOPAMIRON 300)
- 100 ml d'iodixanol à 65% (VISIPAQUE 320)
- 100 ml d'iopentol à 66% (IVEPAQUE 300)

Injecter la poche au patient

Mobiliser le patient, le faire marcher pendant 30 à 60 mn

Réaliser les clichés si possible avec des coupes de 10 mn minimum

Si nécessaire, effectuer le drainage et refaire une nouvelle série d'images

Si allergie connue au produit de contraste, faire IRM sans gadolinium : le dialysat sera reconnu comme produit de contraste car visible en noir