

## **SCINTIGRAPHIE PERITONEALE**

(note RDPLF : protocoles aimablement communiqué par l'équipe de l'ECHO de Nantes)

Dans une poche de dialysat hypertonique, injecter 2mCi de technetium-99

Injecter la poche au patient

Réaliser une image par minute pendant 15 mn

Mobiliser le patient, le faire marcher 30 à 60 mn

Réaliser 5 mn d'images statiques antérieures, postérieures et latérales

Drainer le patient et refaire de nouveau 5 mn d'images antérieures, postérieures et latérales

Drainer le patient et évacuer le dialysat drainé (produit radioactif)